

שער יוקנעם בנין תבור  
ת.ד. 595 יוקנעם עילית 20692.  
טל. 04-9099100  
פקס. 04-9591982  
דואר אלקטרוני: [Itsik.benatar@diamed.co.il](mailto:Itsik.benatar@diamed.co.il)

P.O.X 595  
YOKNEAM ILLIT 20692  
Tel. 972-4-9099100  
Fax. 972-4-9591982  
E-mail: [Itsik.benatar@diamed.co.il](mailto:Itsik.benatar@diamed.co.il)

מעבדה/בנק הדם: \_\_\_\_\_ תאריך: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

בתאריך הנ"ל ביצענו כיול למכשיר לפי נוהל **.Diamed A.G –Switzerland**

ID-Incubator 37 \_\_\_\_\_ S.N \_\_\_\_\_

### בדיקת טמפרטורה:

סיכום		בדיקה	טמפרטורה על פי היצרן
<input type="checkbox"/> לא תקין	<input type="checkbox"/> תקין	°C	37 °C

מד טמפרטורה מס': \_\_\_\_\_

### בדיקת זמן:

סיכום		בדיקה	דקות ( min ) על פי היצרן
<input type="checkbox"/> לא תקין	<input type="checkbox"/> תקין	דקות	15 דקות

טיימר מס': \_\_\_\_\_

תקינות		סוג הבדיקה
<input type="checkbox"/> לא תקין	<input type="checkbox"/> תקין	בדיקת תפקוד מאוורר
<input type="checkbox"/> לא תקין	<input type="checkbox"/> תקין	בדיקת אטם הגומי של המכסה

### הערה:

לפי הוראות היצרן מותרת סטיה של  $\pm 2$  מעלות מהטמפרטורה וסטיה של  $\pm 12$  שניות מהזמן המופיעים על תצוגת המכשיר.

סיכום דו"ח: ☐ תקין-עומד במפרט הכיול ☐ לא תקין

כיוול הבא: \_\_\_\_/\_\_\_\_

שם טכנאי: \_\_\_\_\_ חתימה: \_\_\_\_\_